

SCHWARZE NADEL MIT WEISSEM FADEN				FADENSTÄRKE							
				3/0		4/0		5/0		6/0	
SCHWARZ · DS Krümmung 1/2	13	Rund	Länge 55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C5DS135512B	<input type="checkbox"/>	C6DS135512B*		
	16			<input type="checkbox"/>	C3DS165512B	<input type="checkbox"/>	C4DS165512B*	<input type="checkbox"/>	C5DS165512B	<input type="checkbox"/>	C6DS165512B*
	19			<input type="checkbox"/>	C3DS195512B	<input type="checkbox"/>	C4DS195512B*	<input type="checkbox"/>	C5DS195512B		
	22			<input type="checkbox"/>	C3DS225512B	<input type="checkbox"/>	C4DS225512B*				

SILBERNE NADEL MIT WEISSEM FADEN				FADENSTÄRKE							
				3/0		4/0		5/0		6/0	
SILBER · DS Krümmung 1/2	13	Rund	Länge 55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C5DS135512S*	<input type="checkbox"/>	C6DS135512S*		
	16			<input type="checkbox"/>	C3DS165512S*	<input type="checkbox"/>	C4DS165512S	<input type="checkbox"/>	C5DS165512S*	<input type="checkbox"/>	C6DS165512S*
	19			<input type="checkbox"/>	C3DS195512S*	<input type="checkbox"/>	C4DS195512S	<input type="checkbox"/>	C5DS195512S*		
	22			<input type="checkbox"/>	C3DS225512S*	<input type="checkbox"/>	C4DS225512S				

SILBER · DM Krümmung 3/4	13	Flach	Länge 55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C5DM135512S	<input type="checkbox"/>	C6DM135512S		
	16			<input type="checkbox"/>	C3DM165512S*	<input type="checkbox"/>	C4DM165512S*	<input type="checkbox"/>	C5DM165512S	<input type="checkbox"/>	C6DM165512S*
	19			<input type="checkbox"/>	C3DM195512S*	<input type="checkbox"/>	C4DM195512S*	<input type="checkbox"/>	C5DM195512S*		
	22			<input type="checkbox"/>	C3DM225512S*	<input type="checkbox"/>	C4DM225512S*				

DS

Runde Nadel mit schneidender Spitze für chirurgische Eingriffe mit minimaler Gewebetraumatisierung und genauere Penetration als bei runder Nadel, sichert leichtes Gleiten durch hartes Gewebe.

DM

Nadel mit revers schneidender Spitze – vorderes Drittel schneidend, restlicher Teil mit ovalem Querschnitt, abgeflacht für besseren Halt.

* lieferbar nur auf Anfrage

DRS International GmbH · Ausgabe vom 01.07. 2014

	Kunden Nr.
	Praxis/Labor
DRS International GmbH Raiffeisenstr. 15 a 40764 Langenfeld Germany Tel +49 2173 39800 0	Name
	Straße
info@dental-ratio.de www.dental-ratio.de	PLZ/Ort
	Telefon
<input type="checkbox"/> Standard	E-Mail
<input type="checkbox"/> Express	