

TL LOCATOR®

buy smart

BESTELLFAX +49 2173 39800 20

TISSUE LEVEL LOCATOR® · ABUTMENTS

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	93840	TL LOCATOR® Abutment, GH 0.73 mm	<input type="checkbox"/>	46413	TL LOCATOR® Abutment, GH 4.0 mm
<input type="checkbox"/>	75759	TL LOCATOR® Abutment, GH 1.0 mm	<input type="checkbox"/>	93841	TL LOCATOR® Abutment, GH 5.0 mm
<input type="checkbox"/>	75778	TL LOCATOR® Abutment, GH 2.0 mm	<input type="checkbox"/>	93842	TL LOCATOR® Abutment, GH 6.0 mm
<input type="checkbox"/>	46412	TL LOCATOR® Abutment, GH 3.0 mm			

TISSUE LEVEL LOCATOR® · ZUBEHÖR

<input type="checkbox"/>	75833	Übertragungskappe	<input type="checkbox"/>	75820	Laboranalog
<input type="checkbox"/>	75836	TL/BL ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche, L 15 mm	<input type="checkbox"/>	75837	Multifunktionsinstrument

TISSUE LEVEL LOCATOR® · EINSÄTZE

<input type="checkbox"/>	75779	Matrize inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retentionseinsatz, für Angulation, klar, rosa, blau (Divergenz, 0° bis 10°)	<input type="checkbox"/>	98021	Matrize inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retentionseinsatz, für erweiterte Angulation, grün, orange, rot (Divergenz, 10° bis 20°)
<input type="checkbox"/>	98024	Retentionseinsatz, 2.27 kg für Angulation, klar	<input type="checkbox"/>	75802	Retentionseinsatz, 1.36 kg für erweiterte Angulation, grün
<input type="checkbox"/>	64577	Retentionseinsatz, 1.36 kg für Angulation, rosa	<input type="checkbox"/>	98022	Retentionseinsatz, 0.45 kg für erweiterte Angulation, orange
<input type="checkbox"/>	91825	Retentionseinsatz, 0.68 kg für Angulation, blau	<input type="checkbox"/>	75803	Retentionseinsatz, 0.30 kg für erweiterte Angulation, rot
<input type="checkbox"/>	98020	Retentionseinsatz, für Angulation, grau	<input type="checkbox"/>	98023	Montageeinsatz schwarz

Art. Nr. 90516 · DRS International GmbH · AUSGABE Oktober 2014



DRS International GmbH
Raiffeisenstr. 15 a
40764 Langenfeld
Germany

info@dental-ratio.de
www.dental-ratio.de

Tel +49 2173 39800 0

Fax +49 2173 39800 20

Standard

Express

Kunden Nr.

Praxis/Labor

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail